

Nastri indicatori per sterilizzazione a secco

Nastro monoadesivo formulato per la sterilizzazione a secco, realizzato in carta semi-crespata impregnata e silicone adesivo, presenta una buona resistenza a umidità e calore e si rimuove facilmente dopo la sterilizzazione.

Da utilizzare con confezioni singole di prodotto (es. scatole, contenitori) per dimostrare che la confezione è stata sottoposta al processo di sterilizzazione e poter distinguere tra confezioni sterilizzate e non.

Gli indicatori a forma di "V" virano dal verde oliva al bruno, dopo 40 minuti a 160°C.

Esente da piombo.

NON DESTINATO ALLA CONVALIDA DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE.

- Spessore supporto 110 u
- Spessore totale 135 u
- Adesività su acciaio 8,0 N/25 mm
- Carico rottura 100 N/25 mm
- Allungamento a rottura 7,5%
- Cicli di sterilizzazione 40 minuti a 160°C

Il prodotto va conservato in normali condizioni di magazzino (30-70% UR – 15-30°C)

Il nastro deve essere protetto e staccato lontano da luce diretta e fonti di calore. Se correttamente conservato, può essere utilizzato fino a 2 anni dalla data di produzione

Conformi alle norme EN ISO 11140-1:2009 (INDICATORE TIPO 1), Direttiva Europea 94/62, CEE 85/374.



Codice	Descrizione
03101051	Nastri indicatori per sterilizzazione a secco