

Telini in carta crespata per sterilizzazione cm 100 x 100

La carta crespata viene utilizzata per mantenere sterili i contenuti del confezionamento dopo la sterilizzazione, durante il periodo di stoccaggio prima dell'utilizzo.

Può essere utilizzata per procedure di sterilizzazione a vapore in autoclave, E.O gas e formaldeide. Si utilizzano unitamente ai nastri indicatori, che presentano un lato adesivo per chiudere i pacchi e un lato con gli indicatori che segnalano l'avvenuta sterilizzazione.

Conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche (es. Direttiva Europea 2007/47/CE concernente i dispositivi medici), come prescritto dall'allegato VII del Decreto medesimo.

Conformi alle normative:

UNI EN 868-5:2009, UNI EN ISO 11607-1-2:2017 e ISO 11140-1:2015.



| Codice | Descrizione | Dimensioni mm | Pezzi per conf. |
|---------|---|---------------|-----------------|
| 4420110 | Telini in carta crespata per sterilizzazione cm 100 x 100 | 1000 x 1000 | 125 |