


TELINI IN CARTA CRESPATA PER STERILIZZAZIONE

La carta crespata viene utilizzata per mantenere sterili i contenuti del confezionamento dopo la sterilizzazione, durante il periodo di stoccaggio prima dell'utilizzo.

Può essere utilizzata per procedure di sterilizzazione a vapore, E.O gas e formaldeide.

Si utilizzano unitamente ai nastri indicatori, che presentano un lato adesivo per chiudere i pacchi e un lato con gli indicatori che segnalano l'avvenuta sterilizzazione.



Caratteristiche tecniche .

Proprietà	Unità di misura	Valore
Grammatura	g/m ²	60,00
dimensione pori	µm	25
spessore	µm	175

Conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche (es. Direttiva Europea 2007/47/CE concernente i dispositivi medici), come prescritto dall'allegato VII del Decreto medesimo.

Conformi alle normative:

UNI EN 868-5:2009, UNI EN ISO 11607-1-2:2017 e ISO 11140-1:2015.

Repertorio Dispositivi Medici reg. n. 1217429

CND S010301

Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Pezzi per conf.
4420105	CARTA X STER. CRESPATA VERDE CM 50X50	500 x 500	500
4420106	CARTA X STER. CRESPATA VERDE CM 60X60	600 x 600	500
4420107	CARTA X STER. CRESPATA VERDE CM 75X75	750 x 750	250
4420110	CARTA x STER. CRESPATA VERDE CM 100X100	1000 x 1000	250
4420112	CARTA x STER. CRESPATA VERDE CM 120X120	1200 x 1200	100